

## SX BAG

Sac de rangement



Sac de rangement et de transport pour civière de relevage.

### Caractéristiques spécifiques

Réalisé en PVC de simple nettoyage  
 Poignée confortable pour un portage aisé  
 Lanières avec perçage renforcé pour attache murale  
 Fermeture simplifiée par scratch

### Données techniques

Dimensions	1220x390x95 ± 10 mm
N° de poignées	1
Matériaux	PVC
Poids	960 ± 20g

SAC DE RANGEMENT POUR CIVIERE DE  
 RELEVAGE  
 ST05055A

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)