

## Spencer 420

### Sedia portantina a due ruote



Spencer 420 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

#### Caratteristiche specifiche

- Telo in PVC facilmente igienizzabile
- 2 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento
- Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
- Pieghevole per ridurre gli ingombri
- Struttura robusta e leggera

#### Accessori di serie

ST00423A	Coppia cinture sedia 420/425 arancio
----------	--------------------------------------

#### Accessori opzionali

ST30451A	STAFFA DI FISS. SEDIE 450-5/420-5 IN POSIZ.CHIUSA
ST36452E	FISSAGGIO SUPERIORE C/TENDITORE PER SEDIE PORTANTINE

#### Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	660 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1150 ± 10 mm
Larghezza	510 ± 10 mm
Altezza aperta	900 ± 10 mm
Spessore ripiegata	210 ± 10 mm
Ruote posteriori	Ø125 mm
Materiali	Acciaio/Al/PU/PVC
Peso	10,5 kg ± 0,3
Portata	180 kg

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SEDIA PORT.MOD.420 SILVER 2  
RUOTE+TELI PVC ARANCIO



**ST10420A**

<b>Classificazione CND</b>	V9099
<b>Identificativo registrazione</b>	93511

Rev.3 (28/01/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)