

## Spencer 425

### Sedia portantina a quattro ruote



Spencer 425 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

#### Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
2 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento
Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
Pieghevole per ridurre gli ingombri
Struttura robusta e leggera
Poggiapiedi per migliorare la stabilità e il comfort del paziente
Ruote anteriori con freno del rotolamento e dell'asse

#### Accessori di serie

ST00427A	Coppia cinture sedia 420/425
----------	------------------------------

#### Accessori opzionali

ST30451	STAFFA DI FISS. SEDIE 450-5/420-5 IN POSIZ.CHIUSA
ST36452E	FISSAGGIO SUPERIORE C/TENDITORE PER SEDIE PORTANTI
ST00428B	Stabilizer seduta/schien imbott.serie weld

#### Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	700 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1150 ± 10 mm
Larghezza	490 ± 10 mm
Altezza aperta	900 ± 10 mm
Spessore ripiegata	210 ± 10 mm
Ruote posteriori	Ø125 mm
Ruote anteriori	Ø100 mm
Materiali	Acciaio/Al/PU/PVC
Peso	11 kg ± 0,3
Portata	150 kg

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SEDIA PORT.MOD.425 SILVER 4  
RUOTE+TELI PVC ARANCIO



ST10425B

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 93530

Rev.3 (28/01/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)