

## Spencer 4BELL Silver

### Chaise de transport à quatre roues



Spencer 4BELL Silver est une chaise d'évacuation de simple utilisation elle peut être utilisée en différentes situations.

#### Caractéristiques

Toile de l'assise en PVC facile à nettoyer  
 Poignées postérieures rabattables pour simplifier les opérations de soulèvement et de rangement.  
 Le système Easyblock permet de déplier les poignées télescopiques antérieures, grâce à une simple pression directionnelle  
 Châssis robuste et pliable pour réduire les encombrements  
 Les roues antérieures avec système d'auto-positionnement sont équipées de frein indépendants, sécurisent les opérations d'évacuation.

#### Données techniques

Longueur avec poignées fermées	750 ± 5 mm
Longueur avec poignées ouvertes	1170 ± 5 mm
Largeur	485 ± 5 mm
Hauteur ouverte	905 ± 5 mm
Dimensions pliée	310x485x915 ± 5 mm
Roues postérieures	ø150 mm
Roues antérieures	ø100 mm
Matériaux	Al/Acier/PU/PVC

#### Équipement de base

Ceintures intégrées

Class I Disp. Médicaux Assemblé selon la Dir. 93/42/CEE

TRANSPORT CHAIR 4BELL SILVER

ST10431B

CND Classification



V9099

#### Accessories

ST10432B Support mural 10G pour chaise 4BELL STAIR

#### Conforme

UNI EN 1865-1

UNI EN 1789 si le dispositif est utilisé avec son support mural