

Spencer 4BELL Silver

Sedia portantina a quattro ruote



Spencer 4BELL Silver è una sedia portantina per il trasporto dei pazienti dal luogo di soccorso all'ambulanza o altro dispositivo destinato al trasporto sul veicolo sanitario.

Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
 2 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento in ogni situazione
 Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
 Sistema di sblocco dei manici estraibili attivabile con una semplice pressione direzionale
 Pieghevole per ridurre gli ingombri
 Telaio robusto e leggero
 Poggiatesta pieghevole per aumentare la stabilità e il comfort del paziente
 Ruote anteriori autoposizionanti con freno del rotolamento e dell'asse
 Morbido schienale per aumentare il comfort del paziente

Accessori di serie

Cinture integrate

Accessori opzionali

ST10432B Gancio 4BELL MAX certificato 10g

Conforme a

UNI EN 1865-1
 UNI EN 1789 se utilizzata con il sistema di fissaggio dedicato

Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	750 ± 5 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1170 ± 5 mm
Larghezza	485 ± 5 mm
Altezza aperta	905 ± 5 mm
Ingombro ripiegata	310x485x915 ± 5 mm
Ruote posteriori	Ø150 mm
Ruote anteriori	Ø100 mm
Materiali	Al/Acciaio/PU/PVC
Peso	9,4 kg ± 0,2
Capacità di carico	180 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SEDIA PORTANTINA 4BELL SILVER

ST10431B

Classificazione CND



V9099

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it