

Spencer 4BELL STAIR

Silla de traslado con cuatro ruedas



Spencer 4BELL STAIR es una silla para traslado y evacuación de pacientes desde el lugar del rescate hasta la ambulancia u otro dispositivo destinado a la movilización.

Características específicas

- Lona en PVC de fácil limpieza
- 2 Manijas posteriores plegables para reducir el espacio ocupado y hacer más fácil su levantamiento en cada situación
- Manijas delanteras extraíbles para facilitar el traslado
- Sistema de desbloqueo de los mangos extraíbles accionable con una simple presión direccional
- Plegable para facilitar su almacenaje
- Chasis robusto y ligero
- Apoyapiés y reposabrazos plegables para aumentar la estabilidad y la comodidad del paciente
- Ruedas anteriores autoposicionantes
- Respaldo suave para asegurar la comodidad del paciente
- Frenos independientes en las ruedas posteriores, simples de accionar
- Reposacabezas plegable para mejorar la comodidad del paciente
- Patines que permiten el traslado en escaleras

Accesorios estandar

- Cinturones integrados

Accesorios opcionales

- Anclaje 4BELL STAIR MAX certificado 10g

Conforme a

- UNI EN 1789 se utiliza con el sistema de anclaje dedicado
- UNI EN 1865-4

Datos técnicos

Long. abierta c/mangos cerrados	750 ± 5 mm
Long. abierta c/mangos abiertos	1170 ± 5 mm
Ancho	510 ± 5 mm
Altura con reposacabezas cerr.	910 ± 5 mm
Dimensiones con patines/ reposacabezas /manijas abiertas	1240x1360x510 ± 5 mm
Dimensiones doblada	930x510x270 ± 5 mm
Altura asiento	480 mm
Dimensiones asiento	390x390 mm
Altura respaldo asiento	460 mm
Ancho respaldo	440 mm
Ruedas posteriores	ø150 mm
Ruedas anteriores	ø100 mm
Materiales	Al/Acero/PU/PVC
Peso	14,5 kg
Capacidad de carga	180 kg

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

SILLA DE TRASLADO 4BELL STAIR
ST10437B

Clasificación CND



V9099

Identificación de registro

1501165

Rev.1 (18/0/72017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it