

## Spencer 4BELL STAIR

### Chaise portoir 4 roues avec chenilles



Spencer 4BELL STAIR est une chaise portoir équipée d'un système de chenilles permettant le transport de patients en escaliers et pouvant également être placée à l'intérieur d'un véhicule de secours.

#### Caractéristiques spécifiques

Toile en PVC facile à nettoyer
2 poignées arrières repliables pour diminuer l'encombrement et simplifier le soulèvement en toute situation
2 poignées antérieures télescopiques pour améliorer les opérations de transport
Système de blocage des poignées télescopiques breveté à l'aide d'une simple pression directionnelle
Repliable pour réduire l'encombrement et simplifier le rangement en ambulance
Châssis robuste et léger réalisé en aluminium
Repose pieds repliable pour augmenter la stabilité et le confort du patient
Roues antérieures directrices avec système de positionnement automatique
Dossier rembourré pour optimiser le confort du patient
Freins sur roues arrières de simple utilisation
Repose tête repliable pour sécuriser le patient
Système de chenilles mécanique permettant l'utilisation en escalier

#### Données techniques

Profondeur ouverte	750 ± 5 mm
Profondeur ouverte avec poignées dépliées	1170 ± 5 mm
Largeur	510 ± 5 mm
Hauteur avec repose tête replié	910 ± 5 mm
Dimensions avec chenilles, repose tête et poignées dépliées	1240x1360x510 ± 5 mm
Encombrement fermée	930x510x270 ± 5 mm
Hauteur assise	480 mm
Dimensions assise	390x390 mm
Hauteur dossier depuis l'assise	460 mm
Largeur dossier	440 mm
Roues arrières	ø150 mm
Roues antérieures	ø100 mm
Matériaux	Aluminium/Acier/PVC
Poids	14,5 kg
Capacité de charge	180 kg

#### Accessoires de série

Paire de ceintures de sécurité intégrées

#### Accessoires en option

Support mural 4BELL STAIR MAX certifié 10g

#### Conforme

UNI EN 1789 si utilisée avec son support mural dédié  
UNI EN 1865-4

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

CHAISE PORTOIR 4BELL STAIR  
ST10437B



Classification CND V9099  
Identifiant d'enregistrement 1501165

Rev.1 (18/0/72017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)