

Spencer 4BELL STAIR

Sedia portantina a quattro ruote



Spencer 4BELL STAIR è una sedia portantina e da evacuazione per pazienti dal luogo di soccorso all'ambulanza o altro dispositivo destinato al trasporto sul veicolo sanitario.

Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
2 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento in ogni situazione
Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
Sistema di sblocco dei manici estraibili attivabile con una semplice pressione direzionale
Pieghevole per ridurre gli ingombri
Telaio robusto e leggero
Poggiapiedi pieghevole per aumentare la stabilità e il comfort del paziente
Ruote anteriori autoposizionanti
Morbido schienale per aumentare il comfort del paziente
Freno delle ruote posteriori semplice da azionare
Poggiatesta pieghevole per aumentare il comfort del paziente
Slitte per consentire la movimentazione su scale

Accessori di serie

Cinture integrate

Accessori opzionali

Gancio 4BELL STAIR MAX certificato 10g

Conforme a

UNI EN 1789 se utilizzata con il sistema di fissaggio dedicato
UNI EN 1865-4

Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	750 ± 5 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1170 ± 5 mm
Larghezza	510 ± 5 mm
Altezza con poggiatesta chiuso	910 ± 5 mm
Dimensioni con slitte/ poggiatesta /manici aperti	1240x1360x510 ± 5 mm
Ingombro ripiegata	930x510x270 ± 5 mm
Altezza seduta	480 mm
Dimensioni seduta	390x390 mm
Altezza schienale dalla seduta	460 mm
Larghezza schienale	440 mm
Ruote posteriori	ø150 mm
Ruote anteriori	ø100 mm
Materiali	Al/Acciaio/PU/PVC
Peso	14,5 kg
Capacità di carico	180 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SEDIA PORTANTINA 4BELL STAIR
ST10437B

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

1501165

Rev.1 (18/0/72017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it