

Spencer 4BELL CLASS

Silla de traslado con 4 ruedas



Spencer 4BELL CLASS es una silla de traslado para el transporte de pacientes desde el lugar de socorro hasta la ambulancia u otro dispositivo destinado al transporte en el vehículo.

Características específicas

Asiento y respaldo en PVC fácilmente higienizable
 2 Manijas posteriores plegables para reducir el tamaño y facilitar el levantamiento en toda situación.
 Asas delanteras extraíbles para facilitar el manejo
 Sistema de desbloqueo de los mangos extraíbles con simple presión direccional
 Plegable para reducir las dimensiones totales
 Chasis robusto y ligero
 Reposapiés plegable para aumentar la estabilidad y comodidad del paciente
 Ruedas delanteras autoalineables con freno de balanceo y eje
 Respaldo suave para mejorar la comodidad del paciente

Accesorios de serie

Cinturones integrados

Accesorios opcionales

ST10432B Sistema de fijación 4BELL MAX certificado 10 G

Se conforma a

UNI EN 1865-1

UNI EN 1789 si se utiliza con el sistema de fijación específico

Datos técnicos

Longitud abierta c/manijas cerradas	750 ± 5 mm
Longitud abierta c/manijas abiertas	1170 ± 5 mm
Ancho	485 ± 5 mm
Altura abierta	905 ± 5 mm
Tamaño doblada	310x485x915 ± 5 mm
Ruedas posteriores	Ø150 mm
Ruedas anteriores	Ø100 mm
Materiales	Al/Acero/PU/PVC

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

SILLA DE EVACUACION 4BELL CLASS

ST10438B



Rev.0 (12/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it