

Spencer 4BELL CLASS

Czterokołowe krzeselko transportowe



Spencer 4BELL CLASS to krzeselko do ewakuacji i transport pacjentów z miejsca akcji ratunkowej do ambulansu lub innego środka transportu.

Cechy charakterystyczne

Łatwe w czyszczeniu pokrycie PCV
 Oba tylne uchwyty składane pozwalają na zaoszczędzenie powierzchni i możliwość stosowania w każdych warunkach.
 Uchwyty przednie teleskopowe ułatwiają obsługę.
 Odblokowanie uchwytów teleskopowych wyłącznie poprzez naciśnięcie.
 Krzeselko składane na czas przechowywania.
 Lekka i wytrzymała rama.
 Składany podnóżek dla stabilizacji i komfortu pacjenta.
 Samonastawne kółka przednie z blokadą obrotu
 Wyściełane oparcie

Dane techniczne

Długość – uchwyty złożone	750 ± 5 mm
Długość - uchwyty rozłożone	1170 ± 5 mm
Szerokość	485 ± 5 mm
Wysokość po rozłożeniu	905 ± 5 mm
Wymiary po złożeniu	310x485x915 ± 5 mm
Kółka tylne	Ø150 mm
Kółka przednia	Ø100 mm
Materiały	Al/Stal/PU/PVC
Waga	9,4 kg ± 0,2
Nośność	180 kg

Wyposażenie standardowe

Zintegrowane pasy

Akcesoria

ST10432B 4BELL MAX - mocowanie z certyfikatem 10G

Spełniane normy

UNI EN 1865-1
 UNI EN 1789 wyłącznie z dedykowanym mocowaniem 10G

Klasa I Urz. Med. Zgodnie z Dir. 93/42/CEE

TRANSPORT CHAIR 4BELL CLASS

ST10438B

Klasyfikacja CND



V9099