

4BELL STAIR MAX

Fissaggio 10G per sedia 4BELL STAIR



Sistema di fissaggio da installarsi all'interno dei veicoli sanitari, da utilizzarsi con la sedia 4BELL STAIR. Il dispositivo deve essere fissato a parete, tenendo conto della struttura del veicolo e del suo equipaggiamento.

Caratteristiche specifiche

La struttura in alluminio conferisce elevata resistenza contribuendo alla riduzione del peso

Semplice da installare

La sedia viene fissata semplicemente ruotando la manopola del fissaggio

Dati tecnici

Dimensioni	495x340x225 ± 5mm
Materiali	Nylon, Al
Peso	1,33 ± 0,1 kg

Standard di riferimento

EN 1789

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SISTEMA DI FISSAGGIO 10G 4BELL

STAIR MAX

ST10441B

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

1530324

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it