

Spencer 480

Silla comfort con quattro ruote



Spencer 480 es una silla para la evacuación y el transporte del paciente desde el sitio de la intervención hasta el vehículo de emergencia u otro dispositivo destinado para el transporte en ambulancia.

Características específicas

Lona en PVC fácil de limpiar, acolchada para maximizar la comodidad del paciente
 2 manijas traseras plegables para reducir las dimensiones globales y facilitar el levantamiento en cada situación
 Asas telescópicas para facilitar el movimiento
 Plegable para reducir el estorbo
 Estructura resistente y ligera para mejorar la estabilidad y la comodidad del paciente
 Ruedas giratorias delanteras con el eje de freno y rodamiento
 Las ruedas traseras de gran diámetro permiten absorber la asperanza del terreno, reduciendo al mínimo las sollicitaciones sobre la espalda del paciente
 Apoyabrazos acolchados para mejorar la contención y la comodidad

Normas técnicas

NA

Accesorios estándar

ST00427A Par de cinturones silla 420/425 cinta negra

Repuestos

ST10481C LONA PARA SILLA 480

Detalles técnicos

Longitud abierta c/manijas cerradas	785 ± 10 mm
Longitud abierta c/manijas abiertas	1245 ± 10 mm
Ancho	565 ± 10 mm
Altura abierta	1175 ± 10 mm
Espesor plegada	350 ± 10 mm
Ruedas traseras	ø200 mm
Ruedas anteriores	ø125 mm
Materiales	Al/Acero/Nylon/PU/PVC
Peso	14 kg ± 0,3
Capacidad	150 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 480 SILLA COMFORT A
 QUATROS RUEDAS
ST10480B



Clasificación CND V9099
ID de registro 93312

Rev.5 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it