

## Spencer 480

### Chaise confort avec quatre roues



Spencer 480 est une chaise portoir pour l'évacuation et le transport de patients pouvant se plier pour limiter l'encombrement durant le rangement.

#### Caractéristiques spécifiques

Assise et dossier en PVC rembourré de simple entretien et facile à nettoyer nettoyage.

2 Poignées arrière repliables pour limiter l'encombrement et pour simplifier les opérations de soulèvement en toute situation.

2 poignées antérieures télescopiques pour améliorer les opérations de transfert en escaliers

Pliable pour limiter l'encombrement durant le rangement

Structure robuste et légère

Repose-pieds pour améliorer la stabilité et le confort du patient.

Roues antérieures pivotantes avec système de freinage agissant sur le roulement et sur l'axe

Les roues arrière de grand diamètre permettent ainsi d'absorber les irrégularités du terrain en minimisant les sollicitations sur le dos du patient

Accoudoirs rembourrés pour sécuriser le patient et pour offrir un

#### Normes techniques

NA

#### Équipement standard

ST00427A jeu de 2 sangles de maintien couleur noire

#### Pièces de rechange

ST10481C Tissu pour chaise 480

#### Données techniques

Longueur dépliée avec poignées pliées	785 ± 10 mm
Longueur dépliée avec poignées dépliées	1245 ± 10 mm
Largeur	565 ± 10 mm
Hauteur dépliée	1175 ± 10 mm
Épaisseur pliée	350 ± 10 mm
Roues arrières	ø200 mm
Roues antérieures	ø125 mm
Matériaux de fabrication	Al/Acier/Nylon/PU/PVC
Poids	14 kg ± 0,3
Capacité de portage	150 kg

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE

CHAISE PORTOIR SPENCER 480

ST10480B

Classification CND



V9099

Numéro d'inscription

93312

Rev.5 (18/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)