

Spencer 480

Sedia comfort a quattro ruote



Spencer 480 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile caratterizzato da imbottitura per massimizzare il comfort del paziente
 2 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento in ogni situazione.
 Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
 Pieghevole per ridurre gli ingombri
 Struttura robusta e leggera
 Poggiapiedi per migliorare la stabilità e il comfort del paziente
 Ruote anteriori girevoli con freno del rotolamento e dell'asse
 Le ruote posteriori di grande diametro permettono di assorbire le asperità del terreno minimizzando le sollecitazioni sulla schiena del paziente
 Braccioli imbottiti per migliorare il contenimento e la comodità

Norme tecniche

NA

Accessori di serie

ST00427A Coppia cinture sedia 420/425 nastro nero op.nero

Ricambi

ST10481C TELO PER SEDIA 480

Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	785 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1245 ± 10 mm
Larghezza	565 ± 10 mm
Altezza aperta	1175 ± 10 mm
Spessore ripiegata	350 ± 10 mm
Ruote posteriori	ø200 mm
Ruote anteriori	ø125 mm
Materiali	Al/Acciaio/Nylon/PU/PVC
Peso	14 kg ± 0,3
Portata	150 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 480 SEDIA COMFORT A
 QUATTRO RUOTE
ST10480B



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	93312

Rev.5 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it