

Spencer 4BELL STAIR + Sedia portantina a quattro ruote



Spencer 4BELL STAIR+ è una sedia portantina e da evacuazione per pazienti dal luogo di soccorso all'ambulanza o altro dispositivo destinato al trasporto sul veicolo sanitario.

Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
2 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento in ogni situazione. Il blocco in posizione aperta incrementa il livello di sicurezza durante il sollevamento
Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
Sistema di sblocco dei manici estraibili attivabile con una semplice pressione direzionale
Pieghevole per ridurre gli ingombri
Telaio robusto e leggero
Poggiatesta pieghevole per aumentare la stabilità e il comfort del paziente
Ruote anteriori pivotanti, applicate ad un telaio rinforzato con carreggiata maggiorata che rende ancor più manovrabile e stabile il dispositivo
Morbido schienale per aumentare il comfort del paziente
Maniglione superiore estraibile e bloccabile per rendere più agevole la discesa delle scale
Slitte per consentire la movimentazione su scale
Freni posteriori semplici da identificare e di facile azionamento

Accessori di serie

Cinture integrate

Accessori opzionali

ST10455 - 10g FASTENER
ST10452 - SEDUTA MAGGIORATA
ST10450 - BRACCIOLI
ST10451 - MANICI POSTERIORI AUSILIARI
ST10454 - POGGIATESTA 4BELL STAIR+

Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici e slitta chiusi	750 ± 5 mm
Altezza con poggiatesta chiuso	980 ± 5 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1170 ± 5 mm
Larghezza	510 ± 5 mm
Ingombro ripiegata	980x510x310 ± 5 mm
Altezza seduta	490 mm
Dimensioni seduta	390x390 mm
Altezza schienale dalla seduta	450 mm
Larghezza schienale	450 mm
Ruote posteriori	Ø150 mm
Ruote anteriori	Ø100 mm
Materiali	Al/Acciaio/PU/PVC
Peso	14,5 kg
Capacità di carico	180 kg

Conforme a

UNI EN 1789 se utilizzata con il sistema di fissaggio dedicato
UNI EN 1865-4

DM di classe I in accordo al Regolamento 2017/745/UE

4BELL STAIR+

ST10501

Classificazione CND



V9099

Rev.0 (14/03/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it