

510 SELF

Carrello autocaricante



510 Self è un carrello autocaricante da utilizzarsi con il barellino Spencer 506 per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

Caratteristiche specifiche

Fissaggio del barellino estremamente semplice ed intuitivo
 Comandi con codice colore
 2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
 Freni sulle ruote posteriori
 Sistema di blocco delle gambe in posizione chiusa che consentono piccoli trasferimenti sollevando l'assieme costituito da carrello e barellino.

Dati tecnici

Lunghezza	1980 ±10 mm
Larghezza	590 ± 20 mm
Peso	34 ± 1 kg
Portata	170 kg
Ruote	ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	Min 49 ± 1cm Max 62 ± 1 cm
Materiale telaio	Acciaio

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

510 SELF CARR.AUT. SILVER ROLL

ON/OFF PER 506 S/TF

ST10602C



Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 159722

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it