


ELLA SELF

Barella autocaricante



Le barelle da campo Ella Self della serie Ella sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, da utilizzarsi in condizioni di soccorso da campo. Le gambe pieghevoli e bloccabili, permettono di eseguire i trasferimenti sia tramite ruote di cui sono dotate le gambe, sia tramite sollevamento quando queste sono bloccate in posizione chiusa. Lo stazionamento è consentito con il solo barellino oppure con carrello con gambe chiuse.

| Caratteristiche specifiche | Dati tecnici | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Pianale in polietilene facilmente igienizzabile | Lunghezza con manici chiusi | 1980 ± 10 mm |
| Comandi con codice colore | Larghezza | 570 ± 10 mm |
| Schienale regolabile | Ruote | Ø 200 mm |
| 2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza | Dimensioni spondine | 680 x 200 mm |
| Freni sulle ruote posteriori | Materiali | Acciaio/Nylon/Al/PE |
| Sponde reclinabili <i>Safe bar</i> | Peso | 40 ± 1 kg |
| Sistema di blocco delle gambe in posizione chiusa che le consente di essere sollevata come se fosse un barellino | Portata | 170 kg |
| Dotata di manici telescopici per facilitare le operazioni di sollevamento | Altezza sottoruota carrello di carico | Min 44 ± 1 cm Max 55 ± 1 cm |

| Accessori opzionali | DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745 | |
|--|---|--------|
| EN90003C END-T Tavolino per barelle certificate 10G | ELLA SELF S SILVERBARELLA ST10605C | |
| ST00491A STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle | | |
| IF01044B Track 4 portaflebo telescopico per Ella Self |  | |
| CB09025C Tanker portabombola giallo per sponda barella | | |
| CB09028C Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar | Classificazione CND | V0899 |
| ST70000A QMX 777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero | Identificativo registrazione | 159728 |
| ST00497B DNA STRAP cintura c/arrotolatore integrato (2pz) | | |
| ST00498B DNA STRAP cintura toracica c/arrot. integrato | | |
| ST42100A FP Fermo posteriore barelle autocaricanti | | |
| ST42200A FA Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti | | |

| Accessori di serie |
|---|
| STX 592 Cintura 2 pezzi con gancio in metallo |

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it