

ELLA SELF

Barella autocaricante



L'immagine potrebbe differire dal prodotto reale

Le barelle da campo Ella Self della serie Ella sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, da utilizzarsi in condizioni di soccorso da campo. Le gambe pieghevoli e bloccabili, permettono di eseguire i trasferimenti sia tramite ruote di cui sono dotate le gambe, sia tramite sollevamento quando queste sono bloccate in posizione chiusa. Lo stazionamento è consentito con il solo barellino oppure con carrello con gambe chiuse.

Caratteristiche specifiche

Pianale in polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg e Fowler
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>

Dati tecnici

Lunghezza con manici chiusi	1980 ±10 mm
Larghezza	570 ± 10 mm
Ruote	Ø 200 mm
Dimensioni spondine	680 x 200 mm
Materiali	Acciaio/Nylon/Al/PE
Peso	40 ± 1 kg
Portata	170 kg
Altezza sottoruota carrello di carico	Min 44 ± 1 cm Max 55 ± 1 cm

Accessori opzionali

EN90003C	END-T Tavolino per barelle certificate 10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
IF01044B	Track 4 portaflebo telescopico per Ella Self
CB09025C	Tanker portabombola giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
ST70000A	QMX 777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
ST00497B	DNA STRAP cintura c/arrotolatore integrato (2pz)
ST00498B	DNA STRAP cintura toracica c/arrot. integrato
ST42100A	FP Fermo posteriore barelle autocaricanti
ST42200A	FA Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

MOD.I007 ELLA SELF TF BLU
P/NERO 181CM

ST10657C

CND Classification



V0899

Accessori di serie

STX 592 Cintura 2 pezzi con gancio in metallo

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it