

ELLA SELF

Barella autocaricante



Le barelle da campo Ella Self della serie Ella sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, da utilizzarsi in condizioni di soccorso da campo. Le gambe pieghevoli e bloccabili, permettono di eseguire i trasferimenti sia tramite ruote di cui sono dotate le gambe, sia tramite sollevamento quando queste sono bloccate in posizione chiusa. Lo stazionamento è consentito con il solo barellino oppure con carrello con gambe chiuse.

Caratteristiche specifiche	Dati tecnici	
Pianale in polietilene facilmente igienizzabile	Lunghezza con manici chiusi	1980 ± 10 mm
Comandi con codice colore	Larghezza	570 ± 10 mm
Schienale regolabile	Ruote	Ø 200 mm
Posizione antishock Trendelenburg	Dimensioni spondine	680 x 200 mm
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza	Materiali	Acciaio/Nylon/Al/PE
Freni sulle ruote posteriori	Peso	40 ± 1 kg
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>	Portata	170 kg
Sistema di blocco delle gambe in posizione chiusa che le consente di essere sollevata come se fosse un barellino	Altezza sottoruota carrello di carico	Min 44 ± 1 cm Max 55 ± 1 cm
Dotata di manici telescopici per facilitare le operazioni di sollevamento		

Accessori opzionali	
EN90003C	END-T Tavolino per barelle certificate 10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
IF01044B	Track 4 portaflebo telescopico per Ella Self
CB09025C	Tanker portabombola giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
ST70000A	QMX 777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
ST00497B	DNA STRAP cintura c/arrotolatore integrato (2pz)
ST00498B	DNA STRAP cintura toracica c/arrot. integrato
ST42100A	FP Fermo posteriore barelle autocaricanti
ST42200A	FA Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti

Accessori di serie
STX 592 Cintura 2 pezzi con gancio in metallo

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745	
ELLA SELF T SILVER BARELLA CON MANICI TELESCOPICI	
	
ST10701C	
Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	159730

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it