

## ELLA SELF

### Barella autocaricante



Le barelle da campo Ella Self della serie Ella sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, da utilizzarsi in condizioni di soccorso da campo. Le gambe pieghevoli e bloccabili, permettono di eseguire i trasferimenti sia tramite ruote di cui sono dotate le gambe, sia tramite sollevamento quando queste sono bloccate in posizione chiusa. Lo stazionamento è consentito con il solo barellino oppure con carrello con gambe chiuse.

#### Caratteristiche specifiche

Pianale in polietilene facilmente igienizzabile  
 Comandi con codice colore  
 Schienale regolabile in 5 posizioni oltre a quella orizzontale  
 Posizione antishock Trendelenburg e Fowler  
 2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza  
 Freni sulle ruote posteriori  
 Sponde reclinabili *Safe bar*  
 Sistema di blocco delle gambe in posizione chiusa che le consente di essere sollevata come se fosse un barellino

#### Accessori opzionali

|          |   |
|----------|---|
| EN90003C | END-T Tavolino per barelle certificate 10G        |
| ST00491A | STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle        |
| IF01044B | Track 4 portaflebo telescopico per Ella Self      |
| CB09025C | Tanker portabombola giallo per sponda barella     |
| CB09028C | Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar            |
| ST70000A | QMX 777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero |
| ST00497B | DNA STRAP cintura c/arrotolatore integrato (2pz)  |
| ST00498B | DNA STRAP cintura toracica c/arrot. integrato     |
| ST42100A | FP Fermo posteriore barelle autocaricanti         |
| ST42200A | FA Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti  |

#### Accessori di serie

STX 592 Cintura 2 pezzi con gancio in metallo

#### Dati tecnici

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Lunghezza con manici chiusi           | 1980 ±10 mm                    |
| Larghezza                             | 570 ± 10 mm                    |
| Ruote                                 | Ø 200 mm                       |
| Dimensioni spondine                   | 680 x 200 mm                   |
| Materiali                             | Acciaio/Nylon/Al/PE            |
| Peso                                  | 40 ± 1 kg                      |
| Portata                               | 170 kg                         |
| Altezza sottoruota carrello di carico | Min 44 ± 1 cm<br>Max 55 ± 1 cm |

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

MOD.B005 ELLA TF BLU C/ROLLER  
 MAT,SIST.DISIN.GANCI

**ST10908C**

**Classificazione CND**



V0899

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)