

## Spencer 425

### Sedia portantina 20g con 4 ruote



Spencer 425 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

#### Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
2 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento
Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
Pieghevole per ridurre gli ingombri
Struttura robusta e leggera
Poggiapiedi ripiegabile per migliorare la stabilità e il comfort del paziente
Ruote anteriori con freno del rotolamento e dell'asse

#### Accessori di serie

ST00427A	Coppia cinture sedia 420/425
----------	------------------------------

#### Accessori opzionali

ST36451B	F 400 sistema di fiss. completo 20g per sedie
ST00428B	Stabilizer seduta/schien imbott.serie weld

#### Technical data

Lungh. aperta c/manici chiusi	700 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1150 ± 10 mm
Larghezza	490 ± 10 mm
Altezza aperta	900 ± 10 mm
Spessore ripiegata	210 ± 10 mm
Ruote posteriori	Ø125 mm
Ruote anteriori	Ø100 mm
Materiali	Acciaio/Al/PU/PVC
Peso	11 kg ± 0,3
Portata	150 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SEDIA PORT.MOD.425 SILVER 4  
RUOTE CERT 20G  
ST27425B



Classificazione CND

V9099