

SPENCER 100

Camilla plegable en longitud



Las camillas de campo Spencer 100 son dispositivos para operaciones de elevación y transporte realizadas por personas, también son adecuados para el estacionamiento en condiciones de rescate de campo. Si no tienen soportes, el estacionamiento se puede realizar con el caballete Porta Stock.

Características específicas

Estructura extremadamente ligera y duradera
 Necesario poco espacio para el almacenamiento
 Plegable longitudinalmente
 Tela fácil de limpiar
 Las asas ofrecen un agarre firme

Datos técnicos

Longitud abierta (mm)	2010 ± 10 mm
Longitud plegada (mm)	1000 ± 10 mm
Anchura abierta (mm)	480 ± 5 mm
Altura abierta (mm)	140 ± 5 mm
Altura plegada (mm)	170 ± 5 mm
Peso (kg)	5,5 ± 0,3 kg
Capacidad de carga (kg)	170
Puntos de agarre (n.º)	4
Pies de apoyo (n.º)	4
Materiales	Al, Acero, PVC

Equipamiento de serie

STX 598 Cinturones 2 pzs

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

SPENCER 100 - CAMILLA DE EMERGENCIA NARANJA PLEGABLE
ST30100A



Clasificación CND	V9099
ID de registro	172335

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it