

## SPENCER 100

### Barella pieghevole in lunghezza



Le barelle da campo Spencer 100 sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, adatti anche allo stazionamento in condizioni di soccorso da campo. Se privi di supporti, lo stazionamento può avvenire tramite l'apposito cavalletto Porta Stock.

#### Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente  
 Ingombri di stoccaggio ridotti  
 Pieghevole in lunghezza  
 Telo facilmente igienizzabile  
 Le maniglie di trasporto offrono grip ottimale

#### Dati tecnici

Lunghezza aperta (mm)	2010 ± 10 mm
Lunghezza piegata (mm)	1000 ± 10 mm
Larghezza aperta (mm)	480 ± 5 mm
Altezza aperta (mm)	140 ± 5 mm
Altezza piegata (mm)	170 ± 5 mm
Peso (kg)	5,5 ± 0,3 kg
Portata (kg)	170
Punti di presa (n°)	4
Piedi d'appoggio (n°)	4
Materiali	Al, Acciaio, PVC

#### Accessori di serie

STX 598 Cinture con gancio in plastica (2pz)

#### DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER 100 - BARELLA DA  
 CAMPO ARANCIO PIEGHEVOLE  
**ST30100A**



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	172335

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)