

SPENCER 100

Barella pieghevole in lunghezza



Le barelle da campo Spencer 100 sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, adatti anche allo stazionamento in condizioni di soccorso da campo. Se privi di supporti, lo stazionamento può avvenire tramite l'apposito cavalletto Porta Stock.

Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente
 Ingombri di stoccaggio ridotti
 Pieghevole in lunghezza
 Telo facilmente igienizzabile
 Le maniglie di trasporto offrono grip ottimale

Dati tecnici

Lunghezza aperta (mm)	2010 ± 10 mm
Lunghezza piegata (mm)	1000 ± 10 mm
Larghezza aperta (mm)	480 ± 5 mm
Altezza aperta (mm)	140 ± 5 mm
Altezza piegata (mm)	170 ± 5 mm
Peso (kg)	5.5 ± 0.3 kg
Portata (kg)	170
Punti di presa (n°)	4
Piedi d'appoggio (n°)	4
Materiali	Al, Acciaio, PVC

Accessori di serie

STX 598 Cinture con gancio in plastica (2pz)

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER 100 - BARELLA DA
 CAMPO MILITARY PIEGHEVOLE
ST30108A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	172336

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it