

SPENCER 110

Brancard pliable en largeur



Les civières Spencer 110 sont des dispositifs pour le soulèvement et le transport de personnes, également adaptés au stationnement dans des conditions de secours de terrain. Si sans support, le stationnement peut se faire grâce au chevalet Porta Stock.

Caractéristiques spécifiques

| |
|--|
| Structure extrêmement légère et solide |
| De faible encombrement |
| Pliable en longueur |
| Toile facile à nettoyer |
| Les 4 poignées de portage offrent un confort optimal |

Données techniques

| | |
|-----------------------|----------------|
| Longueur ouverte (mm) | 2010 ± 10 mm |
| Longueur pliée (mm) | 2010 ± 10 mm |
| Largeur ouverte (mm) | 550 ± 5 mm |
| Largeur pliée (mm) | 110 |
| Hauteur ouverte (mm) | 140 |
| Hauteur pliée (mm) | 140 ± 5 mm |
| Poids (kg) | 6 ± 0,3 kg |
| Portée (kg) | 170 |
| Points de prise (n°) | 4 |
| Pieds d'appui (n°) | 4 |
| Matériaux | Al, Acier, PVC |

Équipement standard

| |
|--|
| STX 598 Sangles boucle plastique (2 pcs) |
|--|

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

SPENCER 110 - BRANCARD
D'URGENCE ORANGE PLIABLE
ST30110A



| | |
|----------------------|--------|
| Classification CND | V9099 |
| Numéro d'inscription | 172342 |

Rev.0 (03/08/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it