


SPENCER 110

Barella pieghevole in larghezza



Le barelle da campo Spencer 110 sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, adatti anche allo stazionamento in condizioni di soccorso da campo. Se privi di supporti, lo stazionamento può avvenire tramite l'apposito cavalletto Porta Stock.

Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente
 Ingombri di stoccaggio ridotti
 Pieghevole in larghezza
 Telo facilmente igienizzabile
 Le maniglie di trasporto offrono grip ottimale

Dati tecnici

Lunghezza aperta (mm)	2010 ± 10 mm
Lunghezza piegata (mm)	2010 ± 10 mm
Larghezza aperta (mm)	550 ± 5 mm
Larghezza piegata (mm)	110
Altezza aperta (mm)	140
Altezza piegata (mm)	140 ± 5 mm
Peso (kg)	6 ± 0.3 kg
Portata (kg)	170
Punti di presa (n°)	4
Piedi d'appoggio (n°)	4
Materiali	Al, Acciaio, PVC

Accessori di serie

STX 598 Cinture con gancio in plastica (2pz)

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER 110 - BARELLA DA
 CAMPO MILITARY PIEGHEVOLE
ST30113A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	172346

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it