

STX 51

Sacca di trasporto per NRT



Robusta sacca per il trasporto e lo stoccaggio della barella da recupero NRT.

Caratteristiche specifiche

- Consente di mantenere NRT al minimo ingombro
- Maniglie di trasporto e possibilità di utilizzare una tracolla
- Chiusura con doppio tirazip

Dati tecnici

Dimensioni	Ø160x1750 ±20 mm
Dimensioni ripiegata (approssimative)	260x390x50mm
Materiali	Tela, Nylon
Peso	0,95 kg

STX 51 - SACCA DI TRASPORTO NRT

ST30151B

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it