

SPENCER 270

Brancard de catastrophe empilable



Les civières Spencer 270 sont des dispositifs pour le soulèvement et le transport de personnes, également adaptés au stationnement dans des conditions de secours de terrain. Si sans support, le stationnement peut se faire grâce au chevalet Porta Stock.

Caractéristiques spécifiques

Structure extrêmement légère et solide
 Encombrements de stockage vraiment réduits grâce à la possibilité de superposer d'autres brancards de la même série
 Toile facile à nettoyer
 Les 8 poignées et les dimensions du châssis simplifient les opérations durant les phases de transport
 4 supports confèrent une haute stabilité

Données techniques

Longueur ouverte (mm)	1885 ± 10 mm
Largeur (mm)	480 ± 5 mm
Hauteur (mm)	175 ± 5 mm
Poids (kg)	5 ± 0,5 kg
Portée (kg)	170
Points de prise (n°)	8
Pieds d'appui (n°)	4
Encombrement approximatif 10 civières empilées	610 ± 30 mm
Matériaux	Al, Acier, PVC

Équipement standard

STX 598 Sangles boucle plastique (2 pcs)

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

SPENCER 270 BRANCARD
 D'URGENCE EMPILABLE ORANGE
ST30270A



Classification CND	V9099
Numéro d'inscription	94048

Rev.0 (03/08/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it