

## SPENCER 270

### Barella impilabile d'emergenza



Le barelle da campo Spencer 270 sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, adatti anche allo stazionamento in condizioni di soccorso da campo. Se privi di supporti, lo stazionamento può avvenire tramite l'apposito cavalletto Porta Stock.

#### Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente  
 Ingombri di stoccaggio ridottissimi grazie alla possibilità di impilare altri barellino dello stesso modello  
 Telo facilmente igienizzabile  
 Gli 8 punti di presa e le dimensioni del telaio tubolare facilitano la presa durante le fasi di trasferimento  
 I 4 piedi di supporto conferiscono elevata stabilità

#### Dati tecnici

Lunghezza aperta (mm)	1885 ± 10 mm
Larghezza (mm)	480 ± 5 mm
Altezza (mm)	175 ± 10 mm
Peso (kg)	5 ± 0,5 kg
Portata (kg)	170
Punti di presa (n°)	8
Piedi d'appoggio (n°)	4
Ingombro approssimativo 10 barelle impilate	610 ± 30 mm
Materiali	Al, Acciaio, PVC

#### Accessori di serie

STX 598 Cinture con gancio in plastica (2pz)

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER 270 BARELLA DA CAMPO  
 IMPILABILE ARANCIO  
 ST30270A



Classificazione CND V9099  
 Identificativo registrazione 94048

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)