

## SPENCER 280

### Camilla de emergencia apilable



Las camillas de campo Spencer 280 son dispositivos para operaciones de elevación y transporte realizadas por personas, también son adecuados para el estacionamiento en condiciones de rescate de campo. Si no tienen soportes, el estacionamiento se puede realizar con el caballete Porta Stock.

#### Características específicas

Estructura extremadamente ligera y duradera
Necesario poco espacio para el almacenamiento porque se pueden apilar muchas camillas del mismo modelo
Tela fácil de limpiar
Las dimensiones de la estructura permiten un agarre firme durante los procedimientos de transferencia
Los pies de apoyo confieren una gran estabilidad

#### Datos técnicos

Longitud abierta (mm)	1885 ± 10 mm
Anchura (mm)	480 ± 5 mm
Altura (mm)	175 ± 10 mm
Peso (kg)	6 ± 0,5 kg
Capacidad de carga (kg)	170
Puntos de agarre (n.º)	8
Pies de apoyo (n.º)	4
Materiales	Al, Acero, PVC

#### Equipamiento de serie

STX 598 Cinturones 2 pzs

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

SPENCER 280 CAMILLA DE EMERGENCIA APILABLE NARANJA  
ST30280A



Clasificación CND	V9099
Número de registro	94039

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)