

SPENCER 280

Barella impilabile d'emergenza



Le barelle da campo Spencer 280 sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, adatti anche allo stazionamento in condizioni di soccorso da campo. Se privi di supporti, lo stazionamento può avvenire tramite l'apposito cavalletto Porta Stock.

Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente
 Ingombri di stoccaggio ridottissimi grazie alla possibilità di impilare altri barellini dello stesso modello
 Telo facilmente igienizzabile
 Le dimensioni del telaio tubolare facilitano la presa durante le fasi di trasferimento
 I piedi di supporto conferiscono elevata stabilità

Dati tecnici

Lunghezza aperta (mm)	1885 ± 10 mm
Larghezza (mm)	480 ± 5 mm
Altezza (mm)	175 ± 10 mm
Peso (kg)	6 ± 0,5 kg
Portata (kg)	170
Punti di presa (n°)	8
Piedi d'appoggio (n°)	4
Materiali	Al, Acciaio, PVC

Accessori di serie

STX 598 Cinture con gancio in plastica (2pz)

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER 280 BARELLA DA CAMPO
 IMPILABILE ARANCIO

ST30280A

Classificazione CND

Identificativo registrazione



V9099

94039

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it