


## SPENCER 281

### Brancard catastrophe empilable avec tête



Les civières Spencer 281 sont des dispositifs pour le soulèvement et le transport de personnes, également adaptés au stationnement dans des conditions de secours de terrain. Si sans support, le stationnement peut se faire grâce au chevalet Porta Stock.

#### Caractéristiques spécifiques

Structure extrêmement légère et solide
Encombrements de stockage vraiment réduits grâce à la possibilité de superposer d'autres brancards de la même série
Dossier ajustable en 4 positions et en horizontal
Toile facile à nettoyer
Les 6 poignées et les dimensions du châssis simplifient les opérations durant les phases de transport
4 supports confèrent une haute stabilité

#### Données techniques

Longueur ouverte (mm)	1885 ± 10 mm
Largeur (mm)	480 ± 5 mm
Hauteur (mm)	175 ± 5 mm
Poids (kg)	6 ± 0,5 kg
Portée (kg)	170
Points de prise (n°)	6
Pieds d'appui (n°)	4
Matériaux	Al, Acier, PVC

#### Équipement standard

STX 598 Sangles boucle plastique (2 pcs)
--

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

SPENCER 281 BRANCARD  
D'URGENCE EMPILABLE ORANGE  
**ST30281A**

Classification CND	V9099
Numéro d'inscription	94200



Rev.0 (03/08/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)