

Jeu de 2 ceintures

Pour chaises 450/455/458



Jeu de 2 ceintures réglables avec boucle plastique pour sécuriser le patient durant les opérations de transport sur chaise portoir. La ceinture supérieure (buste) doit être fixée au châssis de la chaise et la ceinture inférieure (jambes) doit être positionnée en utilisant les fentes présentes sur l'assise de la chaise.

Caractéristiques spécifiques

Ruban à haute résistance
 Boucle à déverrouillage rapide en plastique pour simplifier les opérations de secours
 Les modalités d'ancrage sur la chaise permettent d'avoir toujours les sangles à portée de main et d'augmenter la sécurité des opérations

Données techniques

Longueur max Ceinture supérieure	1250 mm
Longueur max Ceinture inférieure	1430 mm
Largeur	50 mm
Poids des 2 ceintures	200 g

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

JEU DE 2 CEINTURES POUR CHAISE
 450/455/458

ST30443A

Classification CND

Identifiant d'enregistrement



V9099

98875

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it