

## Coppia cinture

Per sedie 450/455



Coppia cinture regolabili per stabilizzare il paziente durante le fasi di trasporto. La cintura superiore deve essere fissata al telaio della sedia, quella inferiore deve essere alloggiata nelle zone predisposte ricavate nella seduta paziente.

### Caratteristiche specifiche

Nastro ad elevata resistenza

Fibbia a sgancio rapido per garantire velocità nelle operazioni di soccorso

La modalità di fissaggio alla sedia, consente di avere la cintura sempre a disposizione, aumentando conseguentemente la sicurezza per il paziente

### Dati tecnici

Lunghezza max Cintura superiore	1250 mm
Lunghezza max Cintura inferiore <sup>1</sup>	1430 mm
Larghezza nastro	50 mm
Peso coppia cinture	200 g

<sup>1</sup> A questa lunghezza deve essere tolta la larghezza della seduta della sedia, al fine di conoscere la lunghezza utile della cintura.

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

COPPIA CINTURE PER SEDIA  
450/455

ST30443A

Classificazione CND

Identificativo registrazione



V9099

98875

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)