

Spencer 450

Sedia portantina a due ruote



Spencer 450 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

- Telo in PVC facilmente igienizzabile
- 4 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e garantire versatilità nel sollevamento del dispositivo
- Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
- Pieghevole per ridurre gli ingombri

Norme tecniche

NA

Accessori di serie

ST30443A Coppia cinture sedia 450/455

Accessori opzionali

ST30451A	STAFFA DI FISS. SEDIE 450-5/420-5 IN POSIZ. CHIUSA
ST36452E	FISSAGGIO SUPERIORE C/TENDITORE PER SEDIE PORTANTINE
ST40428B	Stabilizer seduta/schien imbott.xserie profile

Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	610 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1140 ± 10 mm
Larghezza	500 ± 10 mm
Altezza ripiegata	920 ± 10 mm
Spessore ripiegata	235 ± 10 mm
Ruote posteriori	ø125 mm
Materiali	Acciaio/Al/PU/PVC
Peso	11,5 kg ± 0,3
Portata	180 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 450 SEDIA PORTANTINA
DUE RUOTE



ST30450A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 93460

Rev.3 (02/04/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it