

Spencer 455

Silla de transporte con cuatro ruedas



Spencer 455 es una silla para la evacuación y el transporte del paciente desde el lugar de la intervención hasta el vehículo de emergencia u otro dispositivo destinado para el transporte en ambulancia.

Características específicas

Tela en PVC fácil de limpiar y desinfectar
4 Empuñaduras posteriores replegables para disminuir las dimensiones generales y facilitar el levantamiento en cada situación
Mangos anteriores extraíbles para una fácil movimentación
Plegable para ahorrar espacio
Estructura robusta y ligera
Apoyapiés para mejorar la estabilidad y la comodidad del paciente
Ruedas delanteras con freno derotación y de eje

Accesorios estándar

ST30443A	Pareja de cinturones para silla 450/455
----------	---

Accesorios opcionales

ST30451A	SISTEMA DE FIJACION PARA SILLAS
ST36452E	SISTEMA DE FIJACION SUPERIOR PARA SILLAS
ST40428B	Asiento con stabilizer /Respaldo acolchado para gama profile

Detalles técnicos

Largo con mangos cerrados	610 ± 10 mm
Largo con mangos extendidos	1140 ± 10 mm
Ancho	510 ± 10 mm
Altura abierta	920 ± 10 mm
Espesor plegada	250 ± 10 mm
Ruedas posteriores	∅125 mm
Ruedas anteriores	∅100 mm
Materiales	Acero/Al/PU/PVC
Peso	12 kg ± 0,3
Capacidad	180 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 455 SILLA DE TRANSPORTE
CON CUATRO RUEDAS



ST30455A

Clasificación CND

V9099

ID de registro

93458

Rev.3 (28/01/20)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it