

Spencer 451 Avio

Silla de transporte con dos ruedas



Spencer 451 Avio es una silla para la evacuación y el transporte del paciente desde el lugar de la intervención hasta el vehículo de emergencia u otro dispositivo destinado para el transporte en ambulancia. El ancho reducido permite que pueda ser utilizada en espacios confinados.

Características específicas

Tela en PVC fácil de limpiar y desinfectar
 4 Empuñaduras posteriores replegables para disminuir las dimensiones generales y facilitar el levantamiento en cada situación
 Mangos anteriores extraíbles para una fácil movimentación
 Plegable para ahorrar espacio
 Estructura robusta y ligera

Normas técnicas

NA

Accesorios estándar

ST30463A Pareja de cinturones para silla 451/456

Accesorios opcionales

ST36458B F 400-A anclaje completo 20g para sillas
 ST40428B Asiento con stabilizer /Respaldo acolchado para gama profile

Detalles técnicos

Largo con mangos cerrados	610 ± 10 mm
Largo con mangos extendidos	1140 ± 10 mm
Ancho	450 ± 10 mm
Altura abierta	920 ± 10 mm
Espesor plegada	235 ± 10 mm
Ruedas posteriores	∅125 mm
Materiales	Acero/Al/PU/PVC
Peso	11 kg ± 0,3
Capacidad	180 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 451 AVIO SILLA TRANSP. DE 2 RUEDAS



ST30467A

Clasificación CND

V9099

ID de registro

93489

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it