

F 400

Sistema di fissaggio 20 G



Sistema di fissaggio da installarsi all'interno dei veicoli sanitari, compatibile con i modelli di sedie portantine Spencer della serie Profile e Weld.

Caratteristiche specifiche

Compatto e robusto
 Sistema di aggancio a pedale semplice e intuitivo
 Cintura di fissaggio con arrotolatore integrato
 Fibbia in metallo a sgancio rapido

Dati tecnici

Dimensioni base	401x72x80 mm
Dimensioni parte superiore	480x30x60 mm
Materiali	Acciaio, Nylon
Peso	1,9 kg

Conforme a

EN 1789

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

F 400 SISTEMA DI FISSAGGIO
 COMPLETO 20G PER SEDIE
 ST36451B



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	93265

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it