

Systeme de fixation



Systeme de fixation superieur equipe d'une sangle permettant de ranger les chaises Spencer dans le vehicule en toute securite.

Caracteristiques specifiques

Compact et robuste
Ceinture de fixation avec enrouleur integre
Boucle en metal avec decrochage rapide

Donnees techniques

Dimensions	480x30x60 mm
Matériaux	Aciero, Nylon
Poids	0,9 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

SYSTEME FIXATION SUPERIEUR

POUR CHAISES

ST36452E

Classification CND



V9099

Rev.0 (23/01/2015)

COPIE NON CONTROLEE – toute revision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it