

Spencer 455

20G Sedia portantina a quattro ruote



Spencer 455 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

| |
|--|
| Telo in PVC facilmente igienizzabile |
| 4 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento in ogni situazione. |
| Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione |
| Pieghevole per ridurre gli ingombri |
| Struttura robusta e leggera |
| Poggiapiedi per migliorare la stabilità e il comfort del paziente |
| Ruote anteriori con freno del rotolamento e dell'asse |

Accessori di serie

| | |
|----------|------------------------------|
| ST30443A | Coppia cinture sedia 450/455 |
|----------|------------------------------|

Accessori opzionali

| | |
|----------|--|
| ST36451B | F 400 sistema di fiss. completo 20g per sedie |
| ST40428B | Stabilizer seduta/schien imbott.xserie profile |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Lungh. aperta c/manici chiusi | 610 ± 10 mm |
| Lungh. Aperta c/manici aperti | 1140 ± 10 mm |
| Larghezza | 510 ± 10 mm |
| Altezza aperta | 920 ± 10 mm |
| Spessore ripiegata | 250 ± 10 mm |
| Ruote posteriori | Ø125 mm |
| Ruote anteriori | Ø100 mm |
| Materiali | Acciaio/Al/PU/PVC |
| Peso | 12 kg ± 0,3 |
| Portata | 180 kg |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 455 SEDIA PORTANTINA
QUATTRO RUOTE

ST36455A

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

413100