

## Roller AV

Carro autocargante en alturas distintas



Carro autocargante destinado al transporte de las camillas Spencer serie Roller.

### Características específicas

Extremadamente versátil gracias a las numerosas combinaciones de distintas alturas  
 Controles de cierre de las piernas, fáciles de alcanzar  
 Ruedas posteriores giratorias  
 Frenos en las ruedas anteriores  
 Botón de desenganche de la camilla muy fácil de alcanzar  
 Las dimensiones y consistencia de las llantas minimizan la fricción en superficies lisas

### Datos técnicos


Longitud	1900 mm
Ancho del carro	560 ± 10mm
Altura carro elevado <sup>1</sup>	820 ± 10mm
Altura carro cerrado	230 ± 10mm
Altura carro de carga	69 cm
Alturas posibles	Todo levantado
	Intermedia 1
	Intermedia 2
Bajado totalmente	
Materiales	Aluminio, Acero, PE
Portada	170 kg
Peso	38 ± 1 kg

<sup>1</sup> Cuota relativa a la zona de apoyo de la camilla

### Accesorios opcionales

ST42100A	Sistema de anclaje posterior FP
ST42200A	Sistema de anclaje anterior FA

### DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

ROLLER AV190-69	
CARR.AUTOC.ALT.VARIAB.X ROLLER T/S	
<b>ST40019A</b>	
<b>Clasificación CND</b>	V0899
<b>Identificación de registro</b>	159685

Rev.0 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)