

## Roller AV190-49

Carrello autocaricante ad altezze variabili



Carrello autocaricante destinato al trasporto e sostegno dei barellini Spencer della serie Roller.

### Caratteristiche specifiche

Estremamente versatile grazie alle numerose combinazioni di altezze variabili  
 Comandi chiusura gambe facili da raggiungere  
 Ruote posteriori girevoli  
 Freno sulle ruote anteriori  
 Pulsante di sblocco barellino estremamente semplice da raggiungere  
 La dimensione e consistenza delle ruote minimizzano l'attrito su superfici lisce

### Dati tecnici

Lunghezza	1900 mm
Larghezza carrello	560 ± 10mm
Altezza carrello di carico	49 cm
Altezze possibili	Tutto alzato Intermedia 1 Intermedia 2 Tutto abbassato
Materiali	Alluminio, Acciaio, PE
Portata	170 kg
Peso	37 ± 1 kg

### Accessori opzionali

ST42100A	Fermo posteriore FP
ST42200A	Fermo anteriore FA

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

ROLLER AV190-49 CARREL.AUTOCAR  
 ALTEZZA VARIABILE



ST40020A

Classificazione CND

V0899

Identificativo registrazione

158113

Rev.0 (16/10/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)