

ROLLER S

Camilla con agarraderas telescópicas



Materasso opzionale

Camilla para la recuperación de los pacientes; se utiliza cuando se hace imposible o difícil el uso de camillas monobloque. El dispositivo puede ser utilizado con carros autocargantes Spencer della serie Roller AC/AV.

Características específicas

- Chasis en aluminio fuerte y ligero
- Posee ruedas que agilitan el movimiento en las zonas de rescate
- Respaldar ajustable
- El uso conjunto con el carro con el cual se combina, mejora su versatilidad, además aumenta la facilidad y la seguridad durante el transporte.
- La fijación al carro no requiere de dispositivos adicionales
- Las barrandillas reclinables *Safe Bar* aumentan la seguridad del paciente

Datos técnicos

Longitud c/mangos cerrados	1930 ± 10 mm
Lunghezza c/mangos abiertos	2340 ± 10 mm
Ancho	570 ± 10 mm
Ruedas	∅ 100 mm
Dimensiones barrandillas	680x200 mm
Materiales	Al, PE, acero
Peso	22 ± 1 kg
Portada	170 kg

Accesorios de serie

ST00526A	STX526 CORREA G. METAL 2PZ.NARANJO C/REFLECTANTE
----------	---

Accesorios opcionales

ST70000A	Colchón anatómico en PVC QMX/777
	CARRO AUTOCARGANTE ROLLER AV62

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

ROLLER S CAMILLA X AC/AV
C/MAN.TELES.+LEVANTADOR
DE CABEZA



ST40300A

Clasificación CND	V0899
Identificación de registro	159689

Rev.0 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it