

## ROLLER S

### Barellino con manici telescopici



Materasso opzionale

Barellino per il recupero dei pazienti da utilizzarsi nei casi in cui l'utilizzo di barelle monoblocco risulti impossibile o difficoltoso. Il dispositivo può essere utilizzato con i carrelli autocaricanti Spencer della serie Roller AC/AV.

#### Caratteristiche specifiche

- Telaio in alluminio robusto e leggero
- Le ruote di cui è dotato, agevolano gli spostamenti nella zona di recupero
- Schienale regolabile
- L'utilizzo congiunto con il carrello dedicato ne aumenta la versatilità, oltre alla facilità e sicurezza nel trasporto
- L'aggancio al carrello non necessita di dispositivi aggiuntivi
- Le sponde reclinabili Safe Bar aumentano la sicurezza del paziente

#### Dati tecnici

Lunghezza c/manici chiusi	1930 ± 10 mm
Lunghezza c/manici aperti	2340 ± 10 mm
Larghezza	570 ± 10 mm
Ruote	∅ 100 mm
Dimensione spondine	680x200 mm
Materiali	Al, PE, acciaio
Peso	22 ± 1 kg
Portata	170 kg

#### Accessori di serie

ST00526A	STX526 CINTURA G.METALLO 2PZ.ARANCIO C/RIFRANGENTE
----------	---

#### Accessori opzionali

ST70000A	Materasso anatomico in PVC QMX/777 CARRELLO AUTOCARICANTE ROLLER AV62
----------	---

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

ROLLER S BARELLINO X AC/AV  
C/MAN.TELES.+ALZATESTA



**ST40300A**

Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	159689

Rev.0 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)