

Spencer 450/B

Sedia portantina con braccioli



Spencer 450/B è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri.
Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
Pieghevole per ridurre gli ingombri
Struttura robusta e leggera
Braccioli per migliorare la stabilità e il comfort del paziente

Accessori di serie

ST30443A	Coppia cinture sedia 450/455
----------	------------------------------

Accessori opzionali

ST30451A	STAFFA DI FISS. SEDIE 450-5/420-5 IN POSIZ.CHIUSA
ST36452E	FISSAGGIO SUPERIORE C/TENDITORE PER SEDIE PORTANTINE
ST40428B	Stabilizer seduta/schien imbott.xserie profile

Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	610 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1140 ± 10 mm
Larghezza	510 ± 10 mm
Altezza aperta	910 ± 10 mm
Altezza ripiegata	920 ± 10 mm
Spessore ripiegata	235 ± 10 mm
Ruote posteriori	ø125 mm
Materiali	Acciaio/Al/PU/PVC
Peso	11,7 kg ± 0,3
Portata	180 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 450/B SEDIA
PORTANTINA 2 RUOTE
C/BRACCIOLI



ST40450A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 93461

Rev.3 (02/04/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it