

## Spencer 455/B

Sedia portantina a quattro ruote con braccioli



Spencer 455/B è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

### Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
4 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento in ogni situazione.
Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
Pieghevole per ridurre gli ingombri
Struttura robusta e leggera
Poggipiedi per migliorare la stabilità e il comfort del paziente
Ruote anteriori con freno del rotolamento e dell'asse

### Accessori di serie

ST30443A	Coppia cinture sedia 450/455
----------	------------------------------

### Accessori opzionali

ST30451A	STAFFA DI FISS. SEDIE 450-5/420-5 IN POSIZ.CHIUSA
ST36452E	FISSAGGIO SUPERIORE C/TENDITORE PER SEDIE PORTANTI
ST40428B	Stabilizer seduta/schien imbott.xserie profile

### Standard di riferimento

NA

### Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	610 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1140 ± 10 mm
Larghezza	510 ± 10 mm
Altezza aperta	920 ± 10 mm
Spessore ripiegata	250 ± 10 mm
Ruote posteriori	Ø125 mm
Ruote anteriori	Ø100 mm
Materiali	Acciaio/Al/PU/PVC
Peso	12,7 kg ± 0,3
Portata	180 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 455/B SEDIA  
PORTANTINA 4 RUOTE  
C/BRACCIOLI



**ST40455A**

**Classificazione CND** V9099

**Identificativo registrazione** 93475

Rev.4 (02/04/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)