

FP

Fissaggio posteriore



Sistema da utilizzarsi per fissare le barelle al piano del veicolo sanitario. Il dispositivo è da utilizzarsi assieme al corrispondente fissaggio anteriore. Questa versione è dedicata alle barelle della serie 506.

Caratteristiche specifiche

Ingombro ridotto al minimo
Sistema di aggancio semplice e intuitivo

Dati tecnici

Dimensioni (gancio alzato)	115x130x80 ± 2mm
Dimensioni (gancio abbassato)	115x170x37 ± 2mm
Materiali	Al, Acciaio, ghisa
Peso	1,16 ± 0,1 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

F.P. FERMO POST. 506/ROLLER
S/TF C/LEVA SPECIALE
ST42105A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	795473

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it