


R MAX

Sistema de fijación certificado 10 G



Sistema de enganche para camillas certificado 10g, nacido para asegurar una fijación segura en el interior de los vehículos sanitarios.

Características específicas

Ocupación de espacio reducida
Sistema de fijación simple e intuitivo
Anclaje de la camilla en 3 puntos para una mejor distribución de los golpes

Cumplimiento de normas

EN 1789

Datos técnicos

Dimensiones	1775x445x75 ± 15mm
Peso	9,6 ± 0,2 kg

DM de clase I según la Dir. 93/42/CEE

FIJACIÓN R-MAX B CERTIFICADO
10G
ST42702C



Clasificación CND	V9099
Identificativo de registro	92046

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it