

R MAX

Système d'ancrage 10G pour chariot brancard



Système d'ancrage pour chariot brancard certifié 10g conçu pour l'installation à l'intérieur des véhicules de secours à victime.

Caractéristiques spécifiques

Encombrement réduit
Système d'ancrage simple et intuitif
Ancrage du chariot brancard en 3 points pour une meilleur répartition des sollicitations

Conforme à la norme

EN 1789

Caractéristiques techniques

Dimensions	1775x445x75 ± 15mm
Poids	9,6 ± 0,2 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

SYSTEME D'ANCRAGE R-MAX B
CONFORME EN1789
ST42702C



Classification CND	V9099
Identifiant d'enregistrement	92046

Rev.3 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it