

R MAX

Sistema di fissaggio 10G per barelle



Sistema di fissaggio per barelle certificate 10g nato per garantire un loro ancoraggio sicuro all'interno dei veicoli sanitari.

Caratteristiche specifiche

Ingombri ridotti
 Sistema di aggancio semplice e intuitivo
 Ancoraggio della barella in 3 punti per una miglior distribuzione delle sollecitazioni

Conforme a

EN 1789

Dati tecnici

Dimensioni	1775x445x75 ± 15mm
Peso	9,6 ± 0,2 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GANCIO R-MAX B CERTIFICATO
 10G
 ST42702C



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	92046

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it